


Kontaktlinsen | Kontaktlinse, OPTIK

Auswahl der Kontaktlinsen anhand eines Herstellers bzw. eines zuvor importierten Kontaktlinsenkataloges.



Maskenbeschreibung

Rechts / Links

Auswahl einer Kontaktlinse.

Info

Wird die Kontaktlinse zum ersten Mal ausgewählt, fragt AMPAREX, wie diese getragen wird.

The dialog box has a title bar with 'AMPAREX' and a close button. It contains a question mark icon and the text 'Wie wird die Linse getragen?'. Below the text are two buttons: 'Nur rechts' and 'Beidseitig'.

Maske	Beschreibung
Hersteller	Die Auswahl eines Herstellers erfolgt über ein Auswahl-Feld.
Menge	Eingabe der Abgabemenge. Hat ein Hersteller/Lieferant im KL-Katalog eine maximale Bestellmenge angegeben, erfolgt ein Hinweis, wenn man die Menge über diesen Wert bestellen möchte. Eine Bestellung ist nicht möglich.

The error dialog box has a title bar with 'AMPAREX' and a close button. It contains a red exclamation mark icon and the text 'Die Bestellmenge 2 des Artikels Individual 72 überschreitet die maximal Bestellmenge von 1'. Below the text is an 'OK' button.

Kontaktlinsen | Kontaktlinse, OPTIK

Modell	<p>Die Auswahl eines passenden Modells erfolgt über ein Auswahl-Feld. In der Schnellsuche werden zunächst nur Artikel des Kernsortimentes gelistet. Über die Lupe kann man weitere Artikel finden.</p> <div data-bbox="310 210 1468 436" style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p> Hinweis</p> <p>Kann der gewählte Artikel nicht mehr bestellt werden, wird das Feld 'gelb' eingefärbt. Zusätzlich erhält man über einen Tooltip eine entsprechende Meldung.</p> </div> <div data-bbox="310 457 1468 842" style="border: 1px solid #d9e1f2; padding: 10px;"> <p> Info</p> <p>Kann der gewählte Artikel bestellt werden, bleibt das Feld 'weiß'. Dennoch gibt es einen Tooltip mit weiteren Informationen zum gewähltem Artikel.</p> </div>
Preis	Eingabe Preis. Der Preis wird automatisch vorgeschlagen, wenn dieser an der Kontaktlinse hinterlegt ist. Wird der Preis in den Stammdaten zu einem späteren Zeitpunkt geändert und es wird eine neue Abgabe erstellt, wird der neue Preis aus den Stammdaten verwendet.
Notiz	Notiz zur Kontaktlinse und Bestellung.
Material	Materialauswahl der ausgewählten Kontaktlinse.
Farbe	Auswahl der Farbe.
Inhalt	Anzahl Linsen pro Packung.
R1/R2	Radien / Basiskurven der Kontaktlinse.
Durchmesser	Durchmesser der Kontaktlinse.
Sphäre	Kontaktlinsenwert Sphäre. Je nach Vorgabe des Kontaktlinsenkataloges bis zu 3 Nachkommastellen.
Zylinder	Kontaktlinsenwert Zylinder. Je nach Vorgabe des Kontaktlinsenkataloges bis zu 3 Nachkommastellen - dabei werden Zylinder nur für 'torische' Linsen angeboten.
Achse	Kontaktlinsenwert Achse - dabei werden Achslagen nur für 'torische' Linsen angeboten.
Addition	Kontaktlinsenwert Addition - dabei werden Additionen nur für 'bifokale' und 'multifokale' Linsen angeboten.
Nahtilhöhe	Kontaktlinsenwert Nahtilhöhe.
Epsilon	Exzentrizität.
Stabilisation	<p>Dynamische Stabilisierungsachse - dieses Feld wurde mit der AMPAREX Version STS2022.2 entfernt.</p> <div data-bbox="310 1625 1468 1734" style="border: 1px solid #d9e1f2; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Ausnahme</p> <p>Das Feld bleibt sichtbar, wenn dieses zuvor mit einem Wert befüllt war.</p> </div>
LOT	<p>Die Lotnummer oder auch Batchnummer dient der Identifikation von hergestellten Produkten. Diese wird vom Hersteller vergeben und kennzeichnet z. B. Produkte aus derselben Lieferung oder eine Menge, die am selben Tag hergestellt wurde. In manchen Fällen wird anstelle bzw. zusätzlich zu der Lot-Kennzeichnung ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum verwendet. Diese Kennzeichnung kann ggf. ein Teil der Lot-Nummer sein.</p> <p>Die Eingabe kann über die Auswertungen für eine Selektion ausgewertet werden (siehe auch Serienbriefe, Selektionen (Auswertungen)).</p>

Kontaktlinsen | Kontaktlinse, OPTIK

MHD

Mindesthaltbarkeitsdatum der Kontaktlinse. Dieses wird 'gelb', wenn das MHD um mindestens einen Tag überschritten ist.

The screenshot displays the AMPAREX software interface for contact lens management. At the top, a table titled 'Anpassungen' (Adjustments) lists two entries for 'Contax - Vision Comfort 1-Day, 30er' lenses, both with a quantity of 1. Below this, the 'Links' section contains fields for 'MHD' (Minimum Shelf Life) for both right and left eyes, with the value '05.10.2021' highlighted in yellow. Other fields include 'Herst.' (Manufacturer), 'Modell' (Model), 'Preis' (Price), 'Menge' (Quantity), and 'MHD' (Minimum Shelf Life).



Optionen

Weitere Optionen zum Kontaktlinsenvorgang:

	Beschreibung
Datenübernahme von Rechts/Links nach Links/Rechts	Werden Angaben zur Kontaktlinse eingetragen, können diese von der einen Seite auf die andere Seiten übertragen (kopiert) werden.
Sphärische Überrefraktionen verrechnen	Liegt eine Überrefraktion aus einer vorangegangenen Nachkontrolle vor, dann kann mit dieser Funktion der sphärische Anteil der Kontaktlinsenwerte mit dem sphärischen Anteil der Überrefraktion verrechnet werden.

Kontaktlinsen | Kontaktlinse, OPTIK

Kontaktlinsen bestellen

Mit dieser Option wird in der Lagerverwaltung eine Bestellung mit dem Status 'Bestellt' angelegt, z. B. wenn an der Firma die Bestellform 'Telefonisch' hinterlegt wurde (siehe auch [Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen](#)). Wurde eine LOOK4 Schnittstelle eingerichtet und ist die Firma dort gelistet, wird direkt eine Bestellung angelegt und über LOOK4 bestellt (siehe auch [LOOK4 Optics | Schnittstelle, OPTIK](#)).

Wird die Schnittstelle 'Urbach Optik' für Bestellungen verwendet, wird zusätzlich die Lieferzeit abgefragt.



Hinweis

Ist eine Kontaktlinse nicht lieferbar, wird die zu bestellende Menge auf 0 heruntergesetzt.

Positionen	Artikel
1	Clarity 1 Day 30

Menge: 1 Artikel: Clarity 1 Day 30 / +1,00 14,1 8,6 Serien-Nr.:
Status: Erstellt Seite: Rechts Farbe: Ziellermin:
Filiale: 01 Stuttgart Kunde: Ellert, Ernst Referenz:
Eigentümer: Festbestellung Notizen:
Bestellnummer: Begründung: Ext. Bestellung:

Versand in 2 Arbeitstagen

Über den letzten Schritt 'Empfänger' wird abgefragt, wohin ggf. die Kontaktlinsen geschickt werden soll (Auswahl: Filiale oder Kunde).

Filiale	Die Kontaktlinsen sollen an die bestellende Filiale gesendet werden.
Kunde	Die Kontaktlinsen sollen an die Lieferadresse/Wohnanschrift des Kunden geschickt werden.

Weitere Bestellwerte

Sind weitere Bestellwerte für die Kontaktlinse vorhanden, können diese in einem Dialog ausgewählt werden. Welche weiteren Bestellwerte erfasst werden können, hängt vom importierten Kontaktlinsenkatalog des jeweiligen Herstellers ab. Diese Werte werden bei der Bestellung der Kontaktlinsen mit übertragen.

Weitere Bestellwerte für Kontaktlinsen
Erfassen Sie weitere Bestellwerte

Links

Stutzkante: [Dropdown]
Exchange: [Dropdown]
OvalisierungSlope: [Dropdown]
Minustragrand: [Dropdown]
Punktgravur: [Dropdown]
Ovalisierung: [Dropdown]
Prism: [Dropdown]
StabilizationAxis: [Dropdown]
FlatteningFactor0: [Dropdown]

OK Abbrechen

Siehe auch ...

- [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)