


Rodenstock CNXT| Optik Schnittstelle

Schnittstelle zum digitalen Beratungstool von Rodenstock für flexible und individuelle Kundenberatung.

Hinweis

Die Schnittstelle muss bei Rodenstock freigeschaltet werden, da sonst bei der Abfrage der Daten die Fehlermeldung '403 Forbidden' angezeigt wird.



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Verzeichnis	Auswahl des Verzeichnisses für den Datenaustausch. Aus diesem Verzeichnis liest AMPAREX die Messung aus und bietet diese im Brillenauftrag an (siehe auch Brillenvorgang (OPTIK Kunde) Glaswerte), wenn die Rodenstockanwendung installiert ist. Wenn kein Verzeichnis angegeben ist, wird die Kommunikation direkt mit der Cloud durchgeführt. <ul style="list-style-type: none">z. B. 'C:/ProgramData/Rodenstock/b2b'

Siehe auch ...

- [Messung \(Optik Schnittstellen\)](#)