

# Noahlink Wireless | Installation

## Information

---

Noahlink Wireless ist eine neue Industriestandard-Programmierschnittstelle, die auf dem Bluetooth Low Energy (BLE) Standard basiert. Dies bedeutet, dass Noahlink Wireless eine vollständig drahtlose Programmierung zwischen Ihrem Computer und BLE-fähigen Hörgeräten bereitstellen kann. Die Hauptfunktion der Programmierschnittstelle Noahlink Wireless ist die Übertragung von Informationssignalen zwischen einem Computer, auf dem eine Anpass-Software installiert ist, und den Wireless-Hörsystemen. Noahlink Wireless unterstützt folgende Betriebssysteme 'Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10'.



### Achtung

Bitte beachten Sie, dass ggf. das Noahlink nicht für alle Module funktioniert. Versuchen Sie nicht, Noahlink Wireless mit einer anderen Anpass-Software zu verwenden.



### Hinweis

Noahlink Wireless kann gemeinsam mit anderen Programmierschnittstellen (z. B. Hi-PRO oder der NOAHlink) auf ein- und demselben Computer genutzt werden.



## Weiteres

---

- [Zertifizierte Module](#)
- [Noahlink Wireless Firmware Upgrade | Installation](#)
- [Noahlink Wireless Wissensdatenbank](#)
- [Noahlink Wireless Bedienungsanleitung](#)
- [Noahlink Wireless installieren | Installation](#)

## Siehe auch ...

---

- [Noah \(Downloads\)](#)