

MS Security Essential Fehlermeldung | FAQ

Microsoft Security Essentials verursacht eine Fehlermeldung beim Start von Noah

Auf einem Anpassrechner (Computer mit Noah) kann eine Fehlermeldung auftreten, wenn Sie den Virenschanner von Microsoft (Microsoft Security Essentials) im Einsatz haben. Die angezeigte Datei kann im Microsoft Security Essentials zur Prüfung ausgeschlossen werden. Starten Sie dafür Microsoft Security Essentials. Wechseln Sie hier in die Einstellungen. Suchen Sie nach dem Eintrag: Ausgeschlossene Dateien, Speicherorte. Über: Durchsuchen wählen Sie die gemeldete Datei aus Ihrem Dateisystem aus. Nach dem Hinzufügen speichern Sie noch diese Änderung. Beim nächsten Start von AMPAREX taucht der Warnhinweis nicht mehr auf.