


EasyScan | Optik Schnittstelle

EasyScan ist ein Retina-Untersuchungsgerät. Um Kundendaten übergeben zu können, muss das Programm installiert und mit der Software verbunden sein. Die Übergabe erfolgt beim Kunden in der Kundenmaske über das Mehr-Menü (Daten senden an ...). Dabei müssen die entsprechenden Pfade korrekt eingetragen sein.



Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).

Konfiguration

Feld	Beschreibung
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.
Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatzeinstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatzeinstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Installationspfad öffnen	(Standard) C:\Program Files (x86)\EasyScan
IOPCFG Dateipfad auswählen	(Standard) C:\Users\Mitarbeiter\easyScan
User	User-ID - diese wird Ihnen von EasyScan mitgeteilt.

Siehe auch ...

- [Messung | Optik Schnittstellen](#)