


# Fehlermeldung nach Noah Update | Lösung

## Problemstellung

		Beschreibung
		Die Installation des Updates verläuft ohne Probleme. Dennoch kommt nachfolgende Fehlermeldung beim Start von AMPAREX:


## Lösung

Der Grund können alte im DLL Dateien im Global Assembly Cache sein.

Mit einem Klick auf die Details sollte folgendes überprüft werden:

- In der ersten Zeile der Fehlermeldung sollte folgender Text enthalten sein:

When starting our Noah GUI I get an error: System.MissingMethodException: Method not found: 'Boolean Himsa.Noah.ClientIF.IClientCore.SetCurrentPatient(Int32, Int32 ByRef)

		Beschreibung
		Ist dies der Fall, gehen Sie wie folgt vor:  Löschen Sie folgende Verzeichnisse: <ul style="list-style-type: none"><li>C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_32\BusinessAPI</li><li>C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_32\ModuleAPI</li></ul> <div><b>Achtung</b> <b>NICHT</b> die Ordner unter 'C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL' löschen!</div>