

# Refraktion | Maskenreiter Optik

Informationen zu den aktuellen Refraktionsprotokollen. Die Zahl, in Klammern, im Reiter zeigt an, wie viele Refraktionsprotokolle der Kunde hat. Per rechter Maustaste kann ein neues Refraktionsprotokoll angelegt werden.

The screenshot shows the AMPAREX software interface for patient 'Stella, Isabella'. The 'Brillen' tab is selected, showing a table with one entry: 'VG-01-0019-19' dated '30.04.2019' of type 'Refraktionsprotokoll'. A context menu is open over the entry with options: 'Neu', 'Bearbeiten', and 'Drucken'. The 'Neu' option is highlighted.

## Befehle

### Befehle per rechter Maustaste:

Befehl	Beschreibung
Neu	Erstellt einen entsprechend ausgewählten Vorgang.
Bearbeiten	Öffnet den markierten Vorgang, um diesen zu bearbeiten.
Drucken	Öffnet den Druckdialog, um eine Dokumentvorlage auszuwählen.
Doppelclick	Wechselt in das selektierte Refraktionsprotokoll.