


Noah Sitzungen | Kunde, AKUSTIK, THERAPIE

Hier finden Sie in einer Baumansicht eine Aufstellung aller bisherigen Noah Sitzungen des gewählten Kunden. In der Tabelle selber wird zusätzlich die Seriennummer aus Noah gelesen und welcher Mitarbeiter die Sitzung bearbeitet hat.



Arbeitsabläufe

- [Ein in Noah angepasstes Hörgerät suchen](#)
- [Arbeitsabläufe | Noah](#)
- [Codierte Hörsysteme](#)
- [Noah | Installation](#)

Lösungen

- [Noah Engine funktioniert nicht | Lösung](#)
- [Virens Scanner blockiert den Start von Noah per NoahAdapterGui.Window1 | Lösungen](#)
- [Noah Fenster ist verschoben bzw. außerhalb des sichtbaren Bereichs](#)
- [Noah startet mit der letzten bzw. mit einer falschen Messung | Lösungen](#)
- [Unity bzw. ACAM speichert keine Audiogramme \(Problemlösung\)](#)
- [Noah startet minimiert | Lösungen](#)
- [Ein möglicher Virus blockiert den Start von Noah](#)
- [Noah-Toolbar "springt" bzw. wird nicht korrekt dargestellt](#)
- [Noah ist nicht anwählbar \(Icon ausgegraut\)](#)

Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Noah	Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.
	Neu laden	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Arbeitszeitdaten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Maskenbeschreibung

Noah Sitzungen | Kunde, AKUSTIK, THERAPIE

Schaltfläche	Beschreibung
= Aktion öffnen	Startet Noah und versucht die markierte Sitzung zu öffnen.
= Audiogramm	Wählen Sie in der Baumansicht ein Audiogramm aus. Das gewählte Audiogramm wird im Reiter: Audiogramme zur Ansicht geöffnet.
= Löschen	<p>Da die in Verbindung mit AMPAREX genutzte NOAH Engine keine Möglichkeit zum Löschen einzelner NOAH Sitzungen bietet, finden Sie hier die entsprechende Funktionalität. Wollen Sie eine einzelne NOAH Aktion oder eine ganze Noah Sitzung löschen, so markieren Sie den zu löschenden Eintrag in der Baumansicht und löschen diesen. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Noah Ladevorgang beim Kunden mit vielen (alten) Sitzungen zu lange dauert oder eine Sitzung zu einem Fehler innerhalb eines Noah Fitting-Moduls führt.</p> <div data-bbox="365 531 1469 686" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p> Achtung</p><p>Seien Sie beim Löschen von Audiogrammen vorsichtig. Eventuell lassen sich Anpassungen nicht mehr öffnen, wenn das Audiogramm, auf dessen Basis die Anpassung erstellt wurde, fehlt. Das Löschen selber erfolgt mit einer Rückmeldung, ob wirklich gelöscht werden soll.</p></div> <div data-bbox="365 707 1469 842" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"><p> Tipp</p><p>Über die Berechtigung 'Noah Sitzungen löschen' kann gesteuert werden, welcher Benutzer Sitzungen löschen darf (siehe auch Kundensitzung zusätzliche Berechtigungen).</p></div>
Expandiere Baum	Hierbei werden alle Sitzungen in der Ansicht angezeigt.