

Artikel Verknüpfungen | Stammdaten

In dieser Maske legen Sie fest, wenn zu einem Artikel Hörer, Zubehör, Otoplastik, Batterie oder Tinnitusoption mit angeboten werden sollen.



Funktionsleiste



Artikel Verknüpfungen | Stammdaten

	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.
--	------	--

Maskenbeschreibung

Feld	Beschreibung
Artikel muss mit Artikeln aus einer Verknüpfung von folgendem Typ verkauft werden	Wird eine Auswahl getroffen, erscheint ein Dialogfenster im Probegerätewizard, sodass zu dem gewählten Artikel ein anderer Artikel mit ausgewählt werden muss. Dabei werden die Artikel zur Auswahl angeboten, welche man in der unteren Tabelle (Artikel-Verknüpfung) hinzugefügt hat. Zu Auswahl stehen Hörer, Tinnitus, Zubehör, Otoplastik und Batterie).

Einschränken der Anzeige auf Verknüpfungstyp

Feld	Beschreibung		
Einschränken der Anzeige auf Verknüpfungstyp	Werden mehr Verknüpfungen in der Tabelle darunter angezeigt als dargestellt werden, kann über diese Auswahl die Verknüpfungen zur Ansicht eingeschränkt werden (Filter)		

Artikel Verknüpfungen

Feld	Beschreibung			
Neu	Über diese Schaltfläche legen Sie eine neue Artikel-Verknüpfung an.			
		Beschreibung		
	Neu	Sollen mehrere Artikel Verknüpfungen angelegt werden, können diese im Auswahlfenster per [Strg]-Taste ausgewählt werden. Hierbei wird dann je Artikel je eine Artikel-Verknüpfung angelegt.		
	Neu einfa ch	Sollen jedoch zu dem Grundartikel immer z. B. 2-3 Zubehörartikel mit verkauft werden, so kann über diese Funktion ebenfalls mehrere Artikel per [Strg]-Taste ausgewählt werden. Diese werden jedoch als EINE Verknüpfung angelegt.		
= Kopier en	Kopiert einen zuvor markierten Eintrag aus der Tabelle.			
= Lösch en	Löscht eine zuvor in der Tabelle markierte Artikel-Verknüpfung.			
Тур	Geben Sie an, welche Art von Artikel Verknüpfung diese ist (Hörer, Zubehör, Otoplastik, Batterie oder Tinnitusoption).			
Resultie rende Pos-Nr.	Haben Sie einen Artikel (z. B. Hörgerät) ergibt sich in Kombination des Typs 'Hörer' eine neue Positionsnummer. Tragen Sie die resultierende Positionsnummer ein.			
Artikel	Anzeige, wo bei welchem Artikel diese Verknüpfung ebenfalls enthalten ist. So ist es z. B. möglich einen Hörer mit verschiedenen Hörgeräten zu verknüpfen, ohne dass jedes Hörgerät dazu geöffnet werden muss, um den Hörer an die verschiedenen Hörgeräte als Verknüpfung hinzuzufügen.			
V er st ec kt	Sollen ein oder mehrere Artikel-Verknüpfungen nicht zur Auswahl angeboten werden, können diese für die Auswahl versteckt werden.			