

Drucker wird in der Auswahl nicht angezeigt | Lösung

Problemstellung

Drucker wird in der Auswahl zum Druck in AMPAREX nicht angezeigt.

Lösung

Wird ein Drucker nicht angezeigt, obwohl dieser bei Ihnen korrekt funktioniert, kann dies folgende Ursachen haben:

	Lösung
(1) Der Drucker wurde vor kurzem neu hinzugefügt	Starten Sie AMPAREX neu
(2) Der Drucker wird als Netzwerkdrucker verwendet	Der Drucker wurde im Betriebssystem (z. B. Windows) noch nicht im Netzwerk freigegeben