


Hörer | Hörsysteme, AKUSTIK



Feld	Beschreibung
Artikelname	Haben Sie ein Hörgerät im Vorgangswizard ausgewählt, welches einen Hörer verlangt, fragt AMPAREX automatisch nach, welcher Hörer verwendet werden soll und trägt diesen automatisch ein - vorausgesetzt, in den Stammdaten des Artikels im Reiter: Artikel Verknüpfungen wurden die Hörer zum Hörgerät hinterlegt.
Einlagern	Möglichkeit nachträglich einem Hörsystem eine Seriennummer verwalteten Hörer zuzufügen.
Zurücknehmen	Setzt ein Rückgabedatum in das Feld 'zurückgegeben am'.
Eigenschaften	Über diese Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, dem Hörer Eigenschaften zuzuweisen (diese Eigenschaften z. B. Farbe, Größe oder Modell - müssen in den Stammdaten Eigenschaften vorher definiert worden sein).