

# Hörer | Hörsysteme, AKUSTIK

The screenshot shows the AMPAREX software interface. The top bar indicates the user is 'Abels, Anton' and the location is 'Stuttgart'. The sidebar on the left contains navigation icons for 'Kunde', 'Vorgänge', 'Hörsysteme', 'Sehlfen', 'Dokumentation', 'Warteliste', 'Befragungen', 'Serviceverträge', 'Karten und Programme', 'Angebote', 'Rechnungen', and 'Abrechnung Kostenträger'. The main area is divided into several tabs: 'Versorgungsübersicht', 'Hörsysteme rechts', 'Hörsysteme links', and 'Zubehör'. The 'Hörsysteme rechts' tab is active, showing a table of hearing systems. Below the table, there is a form for a selected device. A red box highlights the 'Hörer' tab and the form fields for 'Artikelname', 'Seriennummer', 'Versorgungsdatum', and 'Garantie bis'.

Status	Gerät	Seriennummer	Versorgungsdatum	Ausgabe am	Zurückgegeben am	Rückgabe bis
Probegerät (P)	Siemens Life 3 mi	GD13639	11.05.2017	11.07.2017		
Eigengerät (E)	DELTA 4000	634544	11.05.2017	03.04.2013	07.07.2017	
Fremdgerät (F)	Siemens ARTIS 2 Life	5522r	04.01.2005	04.01.2005		
Reserviert (R)	Ace 5mi	X42345				

Hörgerät:

Status:  ☐ Eigenanteilstreit

Artikelname:  ☐ Beim Kunden / Lager

Seriennummer:  ☐ Versorgungsdatum:  ☐ Ausgabe am:  ☐ Reparatur:

Batterie:  ☐ Anpassung:  ☐ Zurückgegeben am:

Kommentar:  ☐ Rückgabe bis:  ☐ Nutzungsende:

☒ In Versorgungsübersicht anzeigen ☐ Privatauf

☒ Otoplastik ☒ Hörer ☐ Hörsystem Zubehör ☐ Simuliert durch ☐ Reparaturpauschalen

Artikelname:  ☐ Versorgungsdatum:  ☐ Zurückgegeben am:  ☐ Einlagern ☐ Zurücknehmen ☐ Eigenschaften

Seriennummer:  ☐ Garantie bis:  ☐ Einlagern ☐ Zurücknehmen ☐ Eigenschaften

Feld	Beschreibung
Artikel name	Haben Sie ein Hörgerät im Vorgangswizard ausgewählt, welches einen Hörer verlangt, fragt AMPAREX automatisch nach, welcher Hörer verwendet werden soll und trägt diesen automatisch ein - vorausgesetzt, in den Stammdaten des Artikels im Reiter: Artikel Verknüpfungen wurden die Hörer zum Hörgerät hinterlegt.
Einla gern	Möglichkeit nachträglich einem Hörsystem eine Seriennummer verwalteten Hörer zuzufügen.
Zurü ckne hmen	Setzt ein Rückgabedatum in das Feld 'zurückgegeben am'.
Eige nsch aften	Über diese Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, dem Hörer Eigenschaften zuzuweisen (diese Eigenschaften z. B. Farbe, Größe oder Modell - müssen in den Stammdaten Eigenschaften vorher definiert worden sein).