

Funktionsumfang | AMPAREX Mobile

Der Funktionsumfang von AMPAREX Mobile beschränkt sich auf:

Beschreibung

Termine aus dem AMPAREX Terminplaner

Anzeige von Terminen aus dem AMPAREX Terminplaner des angemeldeten Benutzers. Dabei können die Termine weder angelegt noch gelöscht v AMPAREX Anwendung möglich.

Übersicht der Termine am gewählten Tag bzw. Woche.

AMPAREX

19. Januar 2021

KW 3 Dienstag

09:30 - 10:15
Zeisig, Renate; MLD45

10:20 - 11:20
Schneider, Elisabeth; KGMuko

Anzeige des aktuellen/nächsten Termin in der Det

AMPAREX

09:30 - 10:15 Uhr

Zeisig, Renate

MLD45 (24/24)

Bestätigt

Behandlungskommentar

Martins, Christoffer

Behandlungskommentar

19.01.2021

AMPAREX

Kundenkommentar (Kunde/Dokumentation)

01.03.2019

Statusanpassung

Termine können direkt im Status angepasst werden (nicht nur im AMPAREX Terminplaner).

AMPAREX

09:30 - 10:15 Uhr

Zeisig, Renate

MLD45 (24/24)

Bestätigt

Wahrgenommen Geplatzt

Behandlungskommentar

Martins, Christoffer

Behandlungskommentar

19.01.2021

AMPAREX

Kundenkommentar (Kunde/Dokumentation)

01.03.2019

Behandlungskommentare

Anzeige von Kundenkommentaren und erfassen/bearbeiten von Behandlungskommentaren.

Funktionsumfang | AMPAREX Mobile

Anzeige der Kundenkommentare aus der Dokumentation des Kunden.

The screenshot shows the AMPAREX mobile interface. At the top, there's a header with the AMPAREX logo and user information (Chris). Below the header, there are time slots for 09:30 - 10:15 Uhr and 10:20 - 11:20 Uhr. The 09:30 slot shows a patient named Zeisig, Renate with a status of 'Bestätigt' and a document 'MLD45 (24/24)'. A 'Behandlungskommentar' field is visible. Below this, there are two comment entries: one by 'Martins, Christoffer' dated 19.01.2021 and another by 'AMPAREX' dated 01.03.2019. The AMPAREX comment is highlighted with a red box.

Direktes erfassen, bearbeiten und löschen von Be

This screenshot is similar to the previous one but highlights the 'Behandlungskommentar' field and the 'AMPAREX' comment entry with red boxes. The 'AMPAREX' comment entry has edit and delete icons next to it, which are also highlighted with a red box.

Anzeige von Bildern

Anzeige von Bildern/Grafiken aus dem Kundenarchiv.

Anzeige/Übersicht aller Bilder, die beim Kunden im Archiv gespeichert sind.

The screenshot shows the AMPAREX mobile interface with a focus on the image archive. The header and time slots are the same. In the 09:30 slot, there's a patient named Zeisig, Renate. Below the 'Behandlungskommentar' field, there's a section for 'Röntgenbild' (X-ray image) with a dropdown menu showing 'Schulter (Röntgen...)' and a date of 19.01.2021. A red box highlights the image icon, and a red arrow points to it.

Anzeige des Bildes in der Originalgröße aus dem /

Röntgenbild Schulter



Diagnosedaten

Anzeige der Diagnosedaten aus dem Vorgang (Rezept)

Funktionsumfang | AMPAREX Mobile

Datum vom letzten/aktuellen offenen Vorgang, mit dem der Termin verknüpft ist, inkl. der Diagnose lt. ICD-10 Code und der Kostenträger.

The screenshot displays the AMPAREX mobile application interface. At the top, there is a header with the AMPAREX logo and user information (Chris). Below the header, a calendar view shows two appointment slots: 09:30 - 10:15 Uhr and 10:20 - 11:20 Uhr. The first slot is associated with the patient 'Zeisig, Renate' and the diagnosis 'MLD45 (24/24)'. The second slot is associated with 'KGMuko'. A sidebar on the left contains three icons: a speech bubble with a '2' notification, a document with a '1' notification, and a green icon with a checkmark and a '1' notification. A red arrow points from the green icon to a detailed view of the appointment on 21.01.2016, which includes the diagnosis 'Lymphstauung Li und Re Arm nach BrustOP' and the cost carrier 'Betriebskrankenkasse RWE Aktiengesellschaft'.

Siehe auch ...

- [Funktionsumfang | AMPAREX Mobile](#)
- [Voraussetzungen | AMPAREX Mobile](#)
- [Einrichtung | AMPAREX Mobile](#)
- [Bedienung | AMPAREX Mobile](#)