Übersicht der Kontaktlinsenkarteien für den gewählten Kunden.

MPAREX vm-togo-branch - 01 St	tuttgart					- 🗆 ×
Adam, Julia Nr.: 78, Code: bvs2bnzph Sehhilfen	Go Brillen () Kontaktlinsen	Selectern Drocken Kasse Terr Refraktionsprotokolle KL-01-003	27 Inglaner Neu laden Mehr 38-21 - Kontaktlinse ×			FILIALLEITER Fernwartung Hill
📩 Kunden						
		Kontaktlins	sen		6	Neu 🔻
📥 Adam, Julia 🛛 🖾	Datum	Beschreibung	KL-Werte	Status	Preis	🛏 Bearbeiten
🔠 Kunde	😑 🚟 26.10.2021 (1)	# Appenzeller - Blu:gen MF CD Blister Appenzeller - Blu:gen MF CD Blister	6,50/6,50 +0,50/+1,00 2* Ø:11,50 6,50/6,50 +0,50/+1,00 2* Ø:11,50	✓ ⊕	360,00	E Löschen
Ø Vorgänge						
Audiogramme	🛞 01.11.2021	SV0017 - KL-Abo Monatlich: 01.11.21 -	31	۲		KL Nachkontrolle
6 Hörsysteme	■ Ø 26.10.2021	VG-01-0039-21 Verkäufer: NH		~		
😔 Sehhilfen						
Dokumentation	⊜- () 26.10.2021	Erstanpassung # Appenzeller - Blu:gen MF CD Blister # Appenzeller - Blu:gen ME CD Blister	6,50/6,50 +0,50/+1,00 2° Ø:11,50	Verkauf	360,00	
P Wartelisten		Str. Appenzener - Diu.gen im OD Dirater	0,000,0010,0011,00210.11,00			
& Befragungen	- @ 26.10.2021	KL Nachkontrolle Verkäufer: NH	+2,00 +2,00 1* +2,00 +2,00 1*			
Serviceverträge						
Karten und Programme		Erstanpassung Verkäufer: NH	+0,50 +1,00 2* 3,00			
Angebote						
Rechnungen						
Abrechnung Kostenträger						
Mein AMPAREX						
Terminplaner						

Arbeitsabläufe

- Kontaktlinsen | Arbeitsablauf, Katalog importieren
- Resultierendes Prisma ausdrucken | Arbeitsablauf, Optik

Maskenbeschreibung

Tabelle 'Kontaktlinsen'

- Allgemein
- Servicevertrag
- Vorgangsgruppe
- ErstanpassungNachkontrolle
- Refraktionsprotokoll

Allgemein (Kontaktlinsenkartei)

Spalte	Symbol/Bsp.	Beschreibung
Datum	± =	Mehrerer Schritte werden zusammengefasst. Über das 'Plus' bzw. 'Minus' werden die einzelnen Schritte ein- bzw. ausgeblendet.
	E 26.10.2021 (1)	Kontaktlinsenkartei ist 'aktiv' unter Verwendung inkl. dem letzten Abgabedatum & Anzahl der abgegebenen Kontaktlinsen
		Kontaktlinsenkartei ist vorübergehend nicht in Verwendung (inaktiv). Der Wechsel auf dieses Status ist in der Detailseite der Kontaktlinse (siehe auch Kontaktlinsen Detailseite Kunde, OPTIK) über das Mehr- Menü Versorgungshistorie Status - manuell möglich.
	×	Kontaktlinsenkartei wurde abgebrochen. Der Wechsel auf dieses Status ist in der Detailseite der Kontaktlinse (siehe auch Kontaktlinsen Detailseite Kunde, OPTIK) über das Mehr-Menü Versorgungshistorie Status - manuell möglich.
Beschreibung	Erstanpassung 業 Appenzeller - Blu:gen MF CD Blister	01. Zeile: Typ der Abgabe aus der Kontaktlinsendetailseite (z. B. Erstanpassung)
	₩ Appenzeller - Blu:gen MF CD Blister	02./03. Zeile: Icon oder Kürzel der Kontaktlinse + Hersteller + Name der Kontaktlinse + ggf. ob die Linse beidseitig getragen wird. Das Icon bzw. das Kürzel ist eine Eigenschaft 'KL-Anwendungsart' (z. B. Tageslinse, Tauschsystem etc.).

• Kontaktlinsen | Arbeitsablauf, Bestellvorgang

KL-Werte	6,50/6,50 +0,50/+1,00 2° Ø:11,50 6,50/6,50 +0,50/+1,00 2° Ø:11,50	 Die jeweils letzte Linse mit dem Hinweis, wie diese getragen wird (z. B. 'rechts, links oder beidseitig'). Diesen Wert gibt man im Kontaktlinsenauftrag an. Die Werte sind: R1 R2 Sphäre Zylinder Achse Durchmesser
Status	•	Der Vorgang ist 'offen'.
	✓	Der Vorgang ist abgeschlossen bzw. es wurde eine Rechnung erstellt.
	×	Ein Vorgang in der Vorgangsgruppe wurde abgebrochen.
	8	Die Versorgung enthält einen Servicevertrag.
Preis	360,00	Verkaufspreis des Kontaktlinsenauftrages (ggf. inkl. weiterer Artikel wie Pflegemittel).

Servicevertrag

Spalte	Symbol /Bsp.	Beschreibung
Datum	ි 01.11.2021	Zeigt an, dass in der Vorgangsgruppe ein Servicevertrag enthalten ist und dazu das Startdatum des ersten Abrechnungstermins
Beschreibung	SV0017 - KL-Abo	Zeigt die Servicevertragsnummer (Vorgangsnummer), den+ Servicevertragsname + Abrechnungsintervallzeitraum + Datum des ersten Abrechnungstermins
Status	\odot	

Vorgangsgruppe

Spalte	Symbol/Bsp.	Beschreibung
Datum	Ø 26.10.2021	In der Vorgangsgruppe ist ein Vorgang enthalten - z. B. eine Erstanpassung und ggf. eine KL Nachkontrolle inkl. dem Anlagedatum.
Beschreibung	VG-01-0039-21 Verkäufer: NH	Vorgangsnummer inkl. dem Kürzel des Mitarbeiters der im Vorgang als Verkäufer eingetragen ist.
Status	•	Der Vorgang ist 'offen'.
	 Image: A second s	Der Vorgang ist abgeschlossen bzw. es wurde eine Rechnung erstellt.
	×	Ein Vorgang in der Vorgangsgruppe wurde abgebrochen.

@Erstanpassung

Spalte	Symbol/Bsp.	Beschreibung
Datum	0 26.10.2021	Kennzeichnet eine Erstanpassung innerhalb der Vorgangsgruppe inkl. dem Abgabedatum
Beschreibung	Erstanpassung	 01. Zeile: Typ der Abgabe aus der Kontaktlinsendetailseite (z. B. Erstanpassung) 02./03. Zeile: Icon oder Kürzel der Kontaktlinse + Hersteller + Name der Kontaktlinse + ggf. ob die Linse beidseitig getragen wird. Das Icon bzw. das Kürzel ist eine Eigenschaft 'KL-Anwendungsart' (z. B. Tageslinse, Tauschsystem etc.)

KL-Werte	6,50/6,50 +0,50/+1,00 2° Ø:11,50 6,50/6,50 +0,50/+1,00 2° Ø:11,50	Die jeweils letzte Linse mit dem Hinweis, wie diese getragen wird (z. B. 'rechts, links oder beidseitig'). Diesen Wert gibt man im Kontaktlinsenauftrag an. Die Werte sind: • R1 R2 Sphäre Zylinder Achse Durchmesser
Status	Ausleihe, Probe oder Verkauf	Die Anzeige, worum es sich bei der Linse handelt, wird bei der Erstanpassung im Reiter 'Anpassung' über das Feld 'Status' bestimmt.
Preis	360,00	Verkaufspreis des Kontaktlinsenauftrages (ggf. inkl. weiterer Artikel wie Pflegemittel)

Nachkontrolle

Spalte	Symbol/Bsp.	Beschreibung
Datum	3 26.10.2021	Kennzeichnet eine Nachkontrolle innerhalb der Vorgangsgruppe inkl. dem Datum der Nachkontrolle
Beschreibung	KL Nachkontrolle Verkäufer: NH	Typ aus der Kontaktlinsendetailseite inkl. dem Kürzel des Mitarbeiternamens des Verkäufers.
KL-Werte	+3,00 +3,00 30° 3,00 +3,00 +3,00 30° 3,00	Die Werte sind: Sphäre Zylinder Achse Sehleistung

Refraktionsprotokoll

Spalte	Symbol/Bsp.	Beschreibung
Datum	26.10.2021	Zeigt ein gewähltes Refraktionsprotokoll für die Kontaktlinsenkartei inkl. dem Datum der Anlage.
Beschreibung	Refraktionsprotokoll Verkäufer: NH	Typ aus der Kontaktlinsendetailseite inkl. dem Kürzel des Mitarbeiternamens des Verkäufers.
KL-Werte	+2,00 +2,00 20° 2,00 +2,00 +2,00 20° 2,00	Die Werte sind: Sphäre Zylinder Achse Sehleistung

Schaltfläche

Beschreibung

Neu	Legt eine neue Vorgangsgruppe (Kontaktlinsenmappe oder Erstanpassung) an.				
		Beschreibung			
	Kon taktl inse	Legt eine neue leere	Kontaktlinsenkar	rtei an und wechselt in die Kontaktlinsendetailseite der Erstanpassung.	
	Erst anp ass	Legt eine neue leere Erstanpassung an. Gibt es dabei kein vorhandenes Refraktionsprotokoll, kann diese angelegt werden, ansonsten werden die Refraktionsprotokolle zur Auswahl angezeigt. Auch hierbei kann ein neues Refraktionsprotokoll angelegt werden, wenn kein passendes vorhanden ist.			
	ung	MPAREX vm-togo	-branch	×	
		Neue Erstanpass	ung anlegen		
	Es gibt keine vorhandenen Refraktionsprotokolle. Bitte legen Sie ein neues Refraktionsprotokoll an.				
		Neu an	egen 🔻	Abbrechen	
		AMPAREX vm-togo-bran	ch	×	
		Messung auswählen Es sind mehrere Messunge	en vorhanden, bitte wähle	en Sie eine aus	
		Nummer D VG-01-0031-21 26.1	0.2021 Refraktionspr	rotokoll Administrator	
		Auswähler	n Neu anle	egen 🔻 Abbrechen	
	Öffenst	dia Datailasita das sal	aktiantan Eintraa		
= Bearbeiten	Onnet				
		Detailseite	Kontaktlingon		
	8	Erstanpassung	Servicevertrag	-	
	8	Frstanpassung	Kontaktlinsen		
	0			-	
		Refraktionsprotokoli	Refraktion		
= Löschen	Löscht Kontal erstellt	t einen zuvor markierte ktlinsenkartei. Ist dies o t wurde.	n Eintrag (Erstan der letzte Eintrag,	npassung, KL Nachkontrolle oder Refraktionsprotokoll) aus der , wird die komplette Kontaktlinsenkartei gelöscht, wenn noch keine Rechnung	
Abgabe	Legt e Erstan	jt eine neue Abgabe in der gewählten Kontaktlinsenkartei an. Dabei wird eine Kopie einer zuvor markierten tanpassung mit aktuellem Datum erstellt.			
	0	Info Wurde für die vorher aus und die vorherig	ige Erstanpassur e Erstanpassung	ng keine Rechnung erstellt, gibt AMPAREX eine entsprechende Meldung I kann verrechnet werden.	
	Die vorherige Linse hat 1 Nachkontrolle(n) mit Überrefraktion, die noch nicht verrechnet sind Verrechnen				
)	

KL Nachkontro Ile	Legt für die gewählte Erstanpassung in der geöffneten Kontaktlinsenkartei eine 'KL Nachkontrolle' an. Dabei werden die Werte/Einträge aus der Erstanpassung in die KL Nachkontrolle übernommen.
-------------------------	---

Detailseite

• Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK