

Übersicht | Kontaktlinse, OPTIK

Ansicht der endgültigen Refraktionswerte des Kunden.

The screenshot shows the AMPAREX software interface for a customer named Julia Adam. The main window displays the 'Anpassungen & Nachkontrollen' (Adjustments & Follow-ups) section. A table lists adjustments with columns for 'Datum' (Date), 'Typ' (Type), 'Verk.' (Vendor), 'Beschreibung' (Description), 'KL-Werte' (Lens Values), 'Status', and 'Preis' (Price). The first entry is dated 26.10.2021, type 'Erstanpassung' (Initial adjustment), and description 'Appenzeller - Blugren MF CD Blister', with a price of 360,00. Below this, the 'Endgültige Refraktionswerte' (Final Refraction Values) section is visible, containing a table with columns for 'Rechts' (Right) and 'Links' (Left) eyes, and sub-columns for 'Sph', 'Zyl', 'Achse', 'Add', 'Pris. 1', 'Bas. 1', 'Pris. 2', 'Bas. 2', 'PD', 'Vsc', 'Vcc', 'HSA', and 'IOD'. The 'Notizen' (Notes) section is currently empty.

Maskenbeschreibung

Endgültige Refraktionswerte

Maske	Beschreibung
Rechts/Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik
	siehe auch KL Nachkontrolle Detailseite Kunde, OPTIK
Für Brillentyp	

Notizen

	Beschreibung
Notizen	<p>Freie Eingabe von Text- und Textbausteinen vom Typ 'Refraktionsprotokoll'.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px;"><p> Tipp</p><p>Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen.</p></div>

Siehe auch ...

- [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)