

Falscher COM-Port für ORGA 930 M | Lösung

Problemstellung

 AMPAREX




Fehler beim Lesen vom Kartenlesegerät
Function aborted by Host.

Mögliche Ursache Evtl. ist die falsche COM-Port Nummer in der Schnittstelle eingetragen.

Lösung

Tragen Sie in der AMPAREX Schnittstelle die richtige COM-Port Nummer ein [ORGA 930 M | Schnittstelle](#).



The screenshot shows the AMPAREX configuration window. It is divided into two sections: 'Konfiguration' and 'Einstellungen'. In the 'Konfiguration' section, the 'Name' field contains 'ORGA 930 M'. In the 'Einstellungen' section, the 'COM-Port Nummer' is set to '3' using a spinner control.