



PCSC Kartenleser Fehler | Lösung

Problemstellung


Sollte es zu PCSC Fehlern kommen (erkennbar in der AMPAREX Java-Konsole) wobei NFC-Karten nicht lesbar sind, muss der 'PCSC Fix' für Windows, installiert werden. Diesen finden Sie im Downloadbereich auf der [AMPAREX Homepage](#).

Lösung


Falls es bei der normalen Installation des Fixes Probleme geben sollte, können folgende Schritte durchgeführt werden:

	Beschreibung
	<p>(1) Unter Windows wechseln Sie in den Dateimanager (Explorer).</p> <p>(2) Führen Sie einen Rechtsklick auf 'Dieser Computer' aus und wählen Sie dort den Befehl 'Eigenschaften'.</p>
	<p>(2) Im nächsten Dialog wählen Sie aus dem linken Menü den Eintrag 'Erweiterte Systemeinstellungen' aus.</p>

PCSC Kartenleser Fehler | Lösung



(3) Im Reiter 'Erweitert' klicken Sie im Bereich 'Leistung' auf die Schaltfläche 'Einstellungen'.



(4) Über den Reiter 'Datenausführungsverhinderung' wählen Sie die Option 'Datenausführungsverhinderung für alle Programme und Dienste, mit Ausnahme ...' aus.

PCSC Kartenleser Fehler | Lösung

	<p>(6) Über die Schaltfläche 'Hinzufügen' wählen Sie die zuvor heruntergeladene 'fixPCSC Datei' aus und auf die Schaltfläche 'Öffnen'.</p> <p>(7) Über die Schaltfläche 'OK' und starten Sie Ihren Computer neu.</p> <p>(8) Führen Sie nach dem Neustart die Installation des 'PCSC Fix' durch.</p> <p>(9) Jetzt sollte die Einstellung zur Datenausführungsverhinderung wieder auf die Standardeinstellung gesetzt werden.</p>
--	---