


Hornhaut Zeichnung | Kontaktlinse, OPTIK

Grafische Darstellung (Zeichnung oder Foto) des Auges (z. B. um Blutgefäße, Narben etc. hervorzuheben).



Maskenbeschreibung

Tabelle 'Zeichnungen'

Icon	Beschreibung
	Anlegen einer Zeichnung.
	Kopieren einer markierten Zeichnung.
	Löschen einer markierten Zeichnung.
	Die angelegten Zeichnungen werden nacheinander abgespielt und wieder gestoppt.

Zeichnung - Rechts/Links

Per Kontextmenü (rechte Maustaste) gibt es weitere Befehle:

	Beschreibung
Vergrößern	Vergrößert die Zeichnung oder das eingefügte (importierte) Bild auf die Originalgröße.
Import	Öffnet den Dateiauswahl-dialog, um ein Bild zum Import auszuwählen.
Zeichnung löschen	Löscht die gesamten Zeichnungen.
Bild löschen	Löscht das Bild aus dem Refraktionsprotokoll.

Werkzeug

Maske	Beschreibung
Pinset	Auswahl, wie gezeichnet werden soll - Sprühen oder Linie.
Stärke	Auswahl von 5 Stärken (Dicke) der Linie oder des Sprühens.
Farbe	Farbauswahl von 7 Farben.
Rückgängig	Die letzte Eingabe wird rückgängig gemacht.

Notizen

Hornhaut Zeichnung | Kontaktlinse, OPTIK

Maske	Beschreibung
Notizen	Freie Eingabe von Text & Textbausteine vom Typ 'Refraktionsprotokoll'.  Tipp Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen.

Erstellung

Maske	Beschreibung
Datum	Das Erstellungsdatum der Zeichnung wird automatisch gesetzt und kann manuell abgeändert werden.
Mitarbeiter	Der, in AMPAREX, angemeldete Benutzer wird automatisch erfasst und kann manuell abgeändert werden.

Siehe auch ...

- [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)