Schritt für Schritt

Aufklappbarer mobiler Kartenleser (SmartFold) in Form eines USB-Sticks - z. B. für einen Laptop (siehe auch AMPAREX Webshop).

	Beschreibung
SCR3xxx_win_installer_V8.52.zip	Wird unter AMPAREX ein Kartenlesegerät benötigt (z. B. für Mitarbeiterkarten, Kundenkarten oder Krankenkassenkarten), muss zuvor ein Treiber installiert und in AMPAREX der Kartenleser aktiviert werden.
	(01) Die für das Kartenlesegerät benötigte Software erhalten Sie am einfachsten über die <u>Kartenleser (Downloads)</u> . Laden Sie dort den Treiber auf Ihren Computer (Windows).
	(02) Entpacken Sie die zuvor heruntergeladene Datei (z. B. mit dem kostenlosen Packprogramm 7-Zip) und installieren diese. Folgen Sie den Programmanweisungen zur Installation. Während der Installation muss nur die Lizenzvereinbarung ausgewählt werden. Sonst weiter ist nichts zu beachten.
	(03) Schließen Sie jetzt Ihren Kartenleser per USB an Ihren Computer an. Dieser sollte mit einer entsprechenden Meldung von Windows erkannt werden.
Image: Anthresis and the strength - □ X Abbelis platz Abbelis platz	(04) Starten Sie AMPAREX.
Schattscheine Jerniger Schriftstellen Jerniger Schriftstellen III Aus Aus Annue Fernanze Fernanze Filler Schattscheiner (1) PFICE Schriftstellen III PFICE III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	(05) Öffnen Sie in AMPAREX die Arbeitsplatzeinstellungen Schnittstellen und öffnen dort den Reiter Schnittstellen.
T Krychnung Kasteritäger I AMPRET. Rat X I Raghungswessen Bendtsteine auswahlen Der denne Oser ederne Oserolle, we z. B. Fremdamemdungen oder Gelab, an AMPRET. Ø angebonden.	(06) Per 'Neu' erstellen Sie einen neuen Eintrag (siehe auch <u>Kartenleser pcsc Schnittstelle</u>).
Construction of the second of the secon	(07) Über die 'Auswahl' wählen Sie 'Kartenleser' und dann den Eintrag 'PC/SC' aus und speichern diese Auswahl.
Dischereinstellungen Dischereinstell	(08) Wurden die Treiber richtig installiert und der Kartenleser korrekt angeschlossen, erscheint die Meldung 'läuft'.
Abj. Annoteenstellungen Name: PC00C Gesäkeeser Esstell am M Eiskernaltung MCord Setats Esstell am X Wohng PCSC Denit Status: Liut	(09) Stecken Sie nach ca. 5-10 Sekunden eine Krankenversichertenkarte ein.
Egras Beorcogler Kannieser zum Streitseit Image: Streitseit Image: Streitseit Image: Streitseit Image: Streitseit Image: Streitseit Image: Streitseit	(10) Die Karte wird automatisch von AMPAREX gelesen und erkannt.