

Noahlink | Installation

Noahlink wurde entwickelt, um das Interface 'HI-PRO' zur Programmierung moderner Hörgeräte zu ersetzen. Noahlink ist für die heutigen und zukünftigen Hörgeräte vorgesehen und zeichnet sich durch eine schnellere Datenkommunikation und einen höheren Datenfluss zwischen Noah und den Hörgeräten aus. Da Noahlink kein Verbindungskabel zum PC benötigt, bietet es Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Ihre Kunden fühlen sich während des Anpassvorgangs nicht mehr gefesselt. Die Tabelle auf der HIMSA Seite enthält eine Liste der Anpass-, Bestell- und Messmodule, die HIMSA zum Zertifikationstest eingesandt wurden. Diese Module wurden in Übereinstimmung mit der HIMSA Zertifikationspolitik getestet.

Weiteres ...



Achtung

Installieren Sie den Ezurio-Bluetooth-Stick NICHT mit der beigelegten CD bzw. NICHT mit den beigelegten Treiber! Dieser wird erst während der Installation der Software mit installiert.

- [Noahlink installieren | Installation](#)
- [Noahlink Update | Installation](#)
- [Lösungen | Noahlink](#)

E-Learnings

Siehe auch ...

- [Noah \(Downloads\)](#)