

Noah startet nicht wegen fehlender Datei | Lösung

Schritt für Schritt

Starten Sie AMPAREX, rufen dann einen Kunden auf und beim Start von Noah erscheint, dass die Datei 'inoah4db.dll' nicht gefunden werden kann, so versucht gleichzeitig ein anderes Programm auf diese Datei zuzugreifen z. B. IPRO (c:\ipro).

Zur Lösung suchen Sie die Datei 'inoah4db.dll' in Ihrem Dateisystem und benennen Sie diese um z. B. in '_inoah4db.dll_' um. So lässt sich nach der Umbenennung dieser Datei, Noah wieder aus AMPAREX heraus öffnen.