

Paarung nicht erfolgreich | Installation

Noahlink kann nicht mit dem Adapter kommunizieren

Schritt für Schritt

Sollte die Paarung nicht erfolgreich sein, haben Sie ggf. nicht genau die Installationsreihenfolge eingehalten. Deinstallieren Sie über die Systemsteuerung die Noahlink Software und löschen im Gerätemanager den USB Adapter. Danach ziehen Sie direkt den USB-Adapter aus dem USB-Port und starten Ihren PC neu. Führen Sie anschließend die Installation wie oben beschrieben erneut durch.