


# Optik Änderungen 2022

Die AMPAREX-Releasenotes enthalten Zusammenfassungen der letzten Änderungen und Erweiterungen des aktuellen Software-Releases Ihrer Branchensoftware. Eine komplette Übersicht aller Neuerungen, Anpassungen und Bugfixes erhalten Sie hier [Änderungsprotokoll 2022](#).


## Themenverzeichnis:



	<p><b>Änderungsgrund</b></p> <p>Unter dem Motto „When two stars unite“, wurde die von IPRO entwickelte SiNNO-APP für Optiker an AMPAREX angepasst. Mit der SiNNO-App hat Ihr Kunde einen direkten Kommunikationskanal zu Ihnen. D. h. über die SiNNO-APP kann über einen Chat direkt zwischen Anwender und Kunde kommuniziert werden. Ferner kann der Kunde jeden Statuswechsel seiner offenen Aufträge direkt in der SiNNO-App verfolgen. Die Anzeige seines Brillen- bzw. Kontaktlinsenpasses, sowie die Möglichkeit Erinnerungen zu setzen und ggf. über einen Online-Terminplaner Termine zu buchen, runden die APP ab.</p>
<p>blocked URL</p>	<p><b>Verwendung</b></p> <p>Für das Einbinden in AMPAREX muss die Verwendung der SiNNO-APP zuerst durch den AMPAREX-Vertrieb frei geschaltet werden. Anschließend erfolgt die Kommunikation über eine 'System' Schnittstelle in AMPAREX.</p> <p>Entscheidet sich anschließend ein Kunde für die Verwendung der SiNNO-APP, muss dieser Kunde in AMPAREX für die Verwendung in der Kundenmaske über das 'Mehr-Menü' aktiviert werden. Danach muss der Kunde die SiNNO-APP aus seinem App Store (Apple oder Android) herunterladen und mit dem AMPAREX Anwender zusammen einrichten.</p>
<p>blocked URL</p>	<p><b>Voraussetzung(en)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischaltung min. einer Filiale über den AMPAREX-Vertrieb</li> <li>• Einrichtung der Schnittstelle in AMPAREX</li> <li>• Kunde benötigt die SiNNO-APP auf seinem Smartphone / Tablet</li> </ul>
<p>blocked URL</p>	<p><b>Verfügbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ab Version 2022.4</li> </ul>
<p>blocked URL</p>	<p><b>Handbuch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation Filialverwaltung Schnittstellen System <a href="#">SiNNO   Schnittstelle</a></li> <li>• Dokumentation Filialverwaltung Schnittstellen System <a href="#">SiNNO-App - Kundenfreischaltung   Arbeitsablauf</a></li> <li>• Dokumentation Filialverwaltung Schnittstellen System <a href="#">SiNNO-App - Bedienung in AMPAREX   Arbeitsablauf</a></li> <li>• Dokumentation Filialverwaltung Schnittstellen System <a href="#">SiNNO-App - Bedienung der APP   Arbeitsablauf</a></li> </ul>

## 2.1. Fassung aus Brillenvorgang

### 3. Sehhilfen



	<b>Änderungsgrund</b> <p>Wurde eine Fassung im Brillenauftrag ausgewählt, musste man diese als weiteren Schritt in der Lagerverwaltung als Bestellwunsch oder Bestellung extra per Hand anlegen bzw. daran denken, die Fassung zu bestellen.</p>
<b>blocked URL</b>	<b>Verwendung</b> <p>Über den neuen Sortimentstyp 'Fassung aus Brillenvorgang' kann gesteuert werden, ob eine im Brillenauftrag (Sehhilfenvorgang) ausgewählte Fassung für eine Nachbestellung via Bestellwunsch automatisch bestellt oder eine eventuell im Lagerbestand vorhandene Fassung für den Kunden reserviert werden soll. Im Sortiment wird festgelegt, welche Fassungen ggf. automatisch nachbestellt werden sollen. Wird im Brillenauftrag so eine Fassung ausgewählt, hat der Anwender durch einen Dialog die Möglichkeit zu entscheiden, ob die gewählte Fassung nachbestellt werden soll.</p>
<b>blocked URL</b>	<b>Voraussetzung(en)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sortimentsprogramm 'Fassung aus Brillenvorgang' mit Brillenfassungen</li> </ul>
<b>blocked URL</b>	<b>Verfügbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ab Version 2022.1</li> </ul>
<b>blocked URL</b>	<b>Handbuch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation Kunden Sehhilfen Brillen <a href="#">Brillenvorgang</a>   <a href="#">OPTIK Kunde</a> Fassung</li> <li>Dokumentation Stammdaten Sortimente <a href="#">Fassungen aus Brillenvorgang</a>   <a href="#">Stammdaten</a></li> </ul>

#### 3.1. Mindestdicke am Bohrloch

4. Kontaktlinsennachkontrolle

AMPAREX

AMPAREX

Adam, Julia  
Nr.: 78, Code: b  
Sehhilfen

Kunden

Adam, o

Vorgänge

Audiogra

Höryste

Sehhilfen

Dokume

Wartelist

Befragun

Serviceve

Karten u

Angebote

Rechnun

Abrechn

Mein AM

Termin

Weitere Glasbestellwerte

Erfassen Sie zusätzliche Informationen zu den Glasbestellwerten

Glasbestellwerte | Form & Facette

Individuelle Glaswerte

Vorneigung: FSL: Mindestranddicke: FSH: Fassungs Scheibenwinkel: AzG: Lesabstand (cm): Gravur: Baumaßstab (cm): Führungsauge: Mindestdicke am Bohrloch:

Objektive Refraktion

Sph Zyl Achse Rechts: Links: Datum: HSA 2.0 2.0

Zusätzliche Parameter

Rechts: Links: MyStyle-Code: Progl.Länge Inset b'

Bestellnotiz

Werkstatt-Information

☐ Facette matt ☐ Facette polieren ☐ Facette steuern ☐ Minifacette ☐ rillen ☐ Spitzfacette Acetat ☐ Spitzfacette Metall

Einzel 179.00 600.00 600.00 1.379.00

OK Abbrechen schließen

	<b>Änderungsgrund</b> <p>Bei einer Glasbestellung für eine randlose Fassung konnte bisher keine Mindestdicke am Bohrloch an den Glashersteller übertragen werden. Die Mindestdicke ist allerdings für die Stabilität der Gläser bei randlosen Brillen erforderlich.</p>
<a href="#">blocked URL</a>	<b>Verwendung</b> <p>Der Dialog für 'weitere Glasbestellwerte' wurde in der Maske des Reiters 'Form und Facette' um den Wert 'Mindestdicke am Bohrloch' erweitert. Dieser Wert wird bei einer Glasbestellung an den Glashersteller mit übertragen.</p>
<a href="#">blocked URL</a>	<b>Verfügbar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ab Version 2022.2</li></ul>
<a href="#">blocked URL</a>	<b>Handbuch</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumentation Kunden Sehhilfen Brillen Brillenvorgang <a href="#">Glasbestellwerte   Kunde, OPTIK</a></li></ul>

## 5. Lagerverwaltung

The top screenshot shows the 'Anpassungen & Nachkontrollen' window. It contains a table with columns: Datum, Typ, Verk., Beschreibung, KL-Werte, Status, and Preis. The table has two rows of data. A red arrow points to a button in the top right corner of the table.

The bottom screenshot shows the 'Nachkontrolle' window. It has a tabbed interface with tabs: Übersicht, Protokoll, Hornhaut, Hornhaut Zeichnung, Spaltstampe, Rezept, and Empfehlung. The 'Übersicht' tab is active. It contains several input fields for 'Rechts' and 'Links' data, including 'Herst.', 'Modell.', 'Menge.', 'Preis.', 'R1.', 'R2.', 'Sph.', 'Zyl.', 'Achse.', 'Add.', 'Nth.', 'LOT.', and 'MHQ.'. There are also buttons for 'Überrefraktion' and 'Notizen'.



### Änderungsgrund

Bisher konnte eine Nachkontrolle nur in Textform sowie mit einer einfachen Skizze jeweils mit Datum dokumentiert werden.

Die neue Nachkontrolle bietet die verschiedenen Teile der Beurteilung einer Kontaktlinse und des vorderen Augenabschnitts als eigenständigen Vorgang innerhalb der Kontaktlinsenkartei an.

Die Nachkontrolle ist wie ein Refraktionsprotokoll konfigurierbar, sodass mehrere Vorgangsvorlagen angelegt werden können, mit denen die abzuarbeitenden Teilbereiche einer Beurteilung je nach gewünschtem Umfang vorgegeben werden können.

blocked URL

### Verwendung

Eine Kontaktlinsennachkontrolle besteht mindestens aus dem [Reiter 'Nachkontrolle'](#) (1), welcher die zu kontrollierende Linse mit ihren Werten darstellt sowie eine Eingabemöglichkeit für eine Überrefraktion (2) und eine Notiz (3). Darüber hinaus können weitere Reiter durch Anpassung der entsprechenden Vorgangsvorlage eingeblendet werden (4).



### E-Learning

- [Kontaktlinsennachkontrolle](#)

blocked URL

### Voraussetzung(en)

- Es existiert mindestens eine Vorgangsvorlage vom Typ 'KL Nachkontrolle'

blocked URL

### Verfügbar

- ab Version 2021.4


blocked URL

### Handbuch

- Dokumentation Kunden Sehhilfen Kontaktlinsen Übersichtsseite Kontaktlinsen Detailseite [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- Dokumentation Kunden Sehhilfen Kontaktlinsen Übersichtsseite Kontaktlinsen Detailseite [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)

## 6. Dokumentvorlagen

### 5.1. Anzeige von hinterlegten Bildern im Artikelbestand



blocke d URL	<b>Verwendung</b> <p>Im Artikelbestand der Brillenfassungen kann ein am Artikel hinterlegtes Bild angezeigt werden. Ist kein Bild hinterlegt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sind mehrere Bilder am Artikel hinterlegt worden, werden alle Bilder angezeigt.</p>
blocke d URL	<b>Voraussetzung(en)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>am Artikel wurde ein Bild hinterlegt</li> </ul>
blocke d URL	<b>Verfügbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ab Version 2022.3</li> </ul>
blocke d URL	<b>Handbuch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation Stammdaten Brillenfassungen Auswahl einer Fassung <a href="#">Fassungs-Dokumentation   OPTIK, Stammdaten</a></li> </ul>


### 6.1. Erweiterung des Werkstattauftrages um 'Prisma 2'

	Sph	Zyl	Ach	Add	Pr 1	Bas 1	Pr 2	Bas 2
R	<BRILLE/	<BRILLE/	<BRILL	<BRILLE/	<BRILL	<BRILL	<BRILL	<BRILLE
L	<BRILLE/	<BRILLE/	<BRILL	<BRILLE/	<BRILL	<BRILL	<BRILL	<BRILLE
	PD	x	y	NTH				
R	<BRILLE/	<BRILLE/	<BRILL	<BRILLE/				
L	<BRILLE/	<BRILLE/	<BRILL	<BRILLE/				

blo cke d URL	<b>Verwendung</b> <p>Der Standard-Werkstattauftrag wurde um den 'Prisma-Wert 2' erweitert. Um die Werte zu erhalten, kann der Originalwerkstattauftrag über die Dokumentvorlagen nachgeladen werden. Hierbei gehen allerdings alle eventuellen Änderungen an Ihrer Dokumentvorlage für den Werkstattauftrag verloren. Sie können alternativ Ihre Tabelle um folgende Platzhalter erweitern:</p> <p>brille/refraktion/prisma2rechts</p> <p>brille/refraktion/prisma2links</p>
blo cke d URL	<b>Verfügbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ab Version 2022.4</li> </ul>

### 6.2. Erweiterung der Rechnung um 'Prismen-Wert'


## 7. Schnittstellen



<b>bloc ked URL</b>	<p><b>Verwendung</b></p> <p>Das Standard-Rechnungsdokument 'Rechnung' wurde um die 'Prismen-Werte' für Brillen erweitert. Um die Werte zu erhalten, kann die Originalrechnung nachgeladen werden. Hierbei gehen allerdings alle eventuellen Änderungen an Ihrer Rechnung verloren. Sie können alternativ Ihre Tabelle in Ihrer Rechnung um folgende Platzhalter erweitern:</p> <pre>refraktion/resultierendesprismarechts/prisma refraktion/resultierendesprismalinks/prisma</pre>
<b>bloc ked URL</b>	<p><b>Verfügbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ab Version 2022.2</li> </ul>


### 7.1. LuxLens Webservice

## 7. Schnittstellen



blocked URL	<b>Verwendung</b> <p>LuxLens bietet einen neuen Webservice an. Die in AMPAREX bestehende Bestellschnittstelle, die 'B2BOptics Dateien per E-Mail versendet', kann nicht mehr verwendet werden.</p>
blocked URL	<b>Voraussetzung(en)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zugangsdaten der Firma 'LuxLens'</li> </ul>
blocked URL	<b>Verfügbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ab Version 2022.4</li> </ul>
blocked URL	<b>Handbuch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation Filialverwaltung Schnittstellen Glasbestellung <a href="#">LuxLens Webservice</a>   <a href="#">Optik Schnittstelle</a></li> </ul>

### 7.2. Stratemeyer Webservice



blocked URL	<b>Verwendung</b> <p>Stratemeyer bietet einen neuen Webservice an. Die in AMPAREX bestehende Bestellschnittstelle, die 'B2BOptics Dateien per E-Mail versendet', kann nicht mehr verwendet werden.</p>
blocked URL	<b>Voraussetzung(en)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zugangsdaten der Firma 'Stratemeyer'</li> </ul>

## 7. Schnittstellen

<a href="#">blocked URL</a>	<b>Verfügbar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ab Version 2022.4</li></ul>
<a href="#">blocked URL</a>	<b>Handbuch</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentation Filialverwaltung Schnittstellen Glasbestellung <a href="#">Stratemeyer Webservice</a>   <a href="#">Optik Schnittstelle</a></li></ul>