

Protokoll | Refraktionsprotokolle, OPTIK

Übersicht der vorherigen, objektiven und subjektiven Refraktionswerte.

The screenshot shows the AMPAREX software interface for a refraction protocol. The top bar indicates the patient is Marcel Drechsler (85). The left sidebar lists various functions like 'Kunden', 'Vorgänge', 'Audiotage', etc. The main area is divided into sections for 'Kopfdaten' (Header Data), 'Vorherige Refraktionswerte' (Previous Refraction Values), 'Objektive Refraktion' (Objective Refraction), and 'Subjektive Refraktion' (Subjective Refraction). Each section contains input fields for various measurements like Sph, Zyl, Achse, etc.

Maskenbeschreibung

Vorherige Refraktionswerte

Maske	Beschreibung
Rechts /Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik
	siehe auch Refraktionsprotokoll Detailseite Kunde, OPTIK
Für Brillentyp	
Notizen	Freie Eingabe von Text- und Textbausteinen vom Typ 'Refraktionsprotokoll'.  Tip Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen.

Objektive Refraktion

Maske	Beschreibung
Rechts/Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik
	siehe auch Refraktionsprotokoll Detailseite Kunde, OPTIK
Datum	Datum und Zeitpunkt werden automatisch eingetragen, sobald ein Wert erfasst wurde. Die Angaben sind anpassbar.
Zeitpunkt	
Notizen	Freie Eingabe von Text.

Subjektive Refraktion

Maske	Beschreibung
Rechts /Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik

Protokoll | Refraktionsprotokolle, OPTIK

	siehe auch Refraktionsprotokoll Detailseite Kunde, OPTIK  Ausnahme Es können keine weiteren Refraktionswerte hinzugefügt werden.
Notizen	Freie Eingabe von Text- und Textbausteinen vom Typ 'Refraktionsprotokoll'.  Tipp Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen.

Siehe auch ...

- [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)