


Kompakt | Refraktionsprotokolle, OPTIK

Übersicht der endgültigen, objektiven und vorherigen Refraktionswerte.



The screenshot shows the AMPAREX software interface for a refractive protocol. The top bar indicates the patient is Marcel Drechsler (85). The main window is titled 'Refraktionsprotokoll' and shows various tabs for data entry. The 'Endgültige Refraktionswerte' section contains fields for Sph, Zyl, Achse, Add, and various prism and cylinder measurements. The 'Objektive Refraktion' section contains fields for Sph, Zyl, Achse, PD, and HH-Dicke. The 'Vorherige Refraktionswerte' section contains similar fields for previous measurements. The 'Notizen' section contains a text area for notes and a price summary table.

Maskenbeschreibung


Endgültige Refraktionswerte

Maske	Beschreibung
Rechts/Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik
	siehe auch Refraktionsprotokoll Detailseite Kunde, OPTIK
Für Brillentyp	

Objektive Refraktion



Maske	Beschreibung
Rechts /Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik
	siehe auch Refraktionsprotokoll Detailseite Kunde, OPTIK
Datum	
Zeitpunkt	
Notizen	<p>Die Notizen werden aus dem Protokoll der 'Objektiven Refraktion' (siehe auch Protokoll Kontaktlinse, OPTIK) übernommen, sofern dort welche eingetragen wurden. Grundsätzlich ist eine freie Text- und Textbausteineingabe (per rechter Maustaste) möglich.</p> <div> Tipp Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen.</div>




Vorherige Refraktionswerte

Maske	Beschreibung
Rechts/Links	siehe auch Refraktionswerte Sehhilfen, Optik
	siehe auch Refraktionsprotokoll Detailseite Kunde, OPTIK
Für Brillentyp	

Preisauskunft/Angebot

Zeigt die einzelnen Auftragspositionen in dem Refraktionsprotokoll an. Dabei können Positionen hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Per 'Klick' auf die Angebotsnummer in der Überschrift (z. B. '**Angebot: AN-01-0022-21**') blendet den Einzelpreis bzw. den Kostenträgeranteil ein bzw. aus.

Felder	Beschreibung	
 Auftragspositionen (z. B. Refraktion etc.)	Die Positionen werden manuell eingefügt, bearbeitet oder auch gelöscht. Die Bearbeitung erfolgt über das Icon oder per Doppelklick auf die Artikelposition.	
 Weitere Positionen hinzufügen	Öffnet ein Menü zur Auswahl weiterer Möglichkeiten. Über weitere Icons bzw. Menüeinträge können Auftragspositionen in das Refraktionsprotokoll hinzugefügt werden:	
		Beschreibung

<div>Schnellsuche</div> <ul style="list-style-type: none"> 🔍 Artikel ✎ Freitext % Rabatt 🌟 Gutschein einlösen 	<div>Schnellsuche</div> <p>Sucht nach einem Artikel. Wird dieser gefunden, kann dieser direkt ausgewählt und in das Angebot eingefügt werden.</p>
<div>Artikel</div>	<p>Öffnet den Dialog zur Suche eines Artikels. Dabei kann nach allen Artikel-Typen gesucht werden.</p>
<div>Freitext</div>	<p>Öffnet einen Dialog zur Eingabe eines Freitextartikels.</p> <div>  <p>Der Freitextartikel ist KEIN Artikel aus Ihrem Lagerbestand und wird statistisch NICHT ausgewertet! Ferner kann die Eingabe/Auswahl über eine Filialkettenoption unterbunden werden (siehe auch Sonstiges Filialverwaltung).</p> </div>
<div>Rabatt</div>	<p>Öffnet den Rabattdialog zur Auswahl eines Standardrabattes oder zur Eingabe eines freien Rabattes.</p> <div>  </div>
<div>Gutschein einlösen</div>	<p>Öffnet einen Dialog, um einen vorhanden oder fremden Gutschein einzulösen.</p> <div>  </div>

Kompakt | Refraktionsprotokolle, OPTIK

Zahlung

Öffnet den Dialog 'Anzahlung' zum Brillenvorgang, über den Sie Zahlungen eingeben oder bereits gebuchte Zahlungen wieder stornieren können.

AMPAREX

Anzahlungen VG-01-0031-19

Sie können neue Zahlungen eingeben oder bereits gebuchte Zahlungen stornieren

€

Bestehende Anzahlungen

Bestehende Anzahlungen							
Datum	Belegnr.	Bezahlt	Skonto Betrag	Mahnggebühr	MA	Zahlungsart	Kreditkartentyp
22.07.2019	BLG-01-0010-19	500,00	0,00	0,00	AX	Bar	

Summe Anzahlungen:

500,00

Stornieren

Drucken

Weitere Anzahlung

Weitere Anzahlung:

☐ ☒ Bar

Datum: 22.07.20

Gegeben:

Zurück:

Kommentar:

Drucken

☐ Beleg drucken
☐ Zuzahlungsbeleg drucken

Buchen

Abbrechen

Abschließen

Schließt den Vorgang zur Rechnung ab. Nach dem Abschluss, ...

- kann das Refraktionsprotokoll nicht mehr gelöscht werden
- sind die Refraktionswerte nicht mehr änderbar
- ist der Artikel, der Preis bzw. die Menge nicht mehr änderbar

Siehe auch ...

- [Erstanpassung Kontaktlinsen Detailseite | Kunde, OPTIK](#)
- [KL Nachkontrolle Detailseite | Kunde, OPTIK](#)