

## Schritt für Schritt

---

### **Achtung**

Beachten Sie, dass die Software "NOAH" nicht unter Apple Mac lauffähig ist (keine Mac Version verfügbar). Der Betrieb von Noah 4 unter auf einem Apple Mac ist zwar mit BootCamp bzw. Parallels möglich, wird aber von HIMSA aber nicht unterstützt. Daher leistet auch AMPAREX keinen Support für solche Installationen. Wir empfehlen Windows als Betriebssystem für Ihren Anpassrechner, siehe auch [Systemanforderungen](#) | [Installation](#).