

# Falsche Sprache | FAQ

---

Sollten Sie in AMPAREX eine englische Oberfläche haben, kann diese mit nachfolgender Tastaturkombination wieder zurückgestellt werden:

---

A black square icon with the white text "Strg" inside, representing the Control key.A black square icon with the white text "Shift" inside, representing the Shift key.

## **Tastenkombination**

[Strg] + [Shift] + [t]

Schließen Sie anschließend das Menü in AMPAREX und öffnen es erneut. Die Oberfläche ist wieder in Ihrer gewohnten Sprache.