



Office Einstellungen (1)

Folgende Einstellungen haben sich im Zusammenspiel von AMPAREX und Office bewährt, wenn Druckprobleme auftreten:


1. Starten Sie LibreOffice und dann ein beliebiges oder leeres Textdokument.
2. Wechseln Sie im Menü auf Extras Optionen und setzen/entfernen Sie folgende Haken:
 - a. LibreOffice >> Arbeitsspeicher >> LibreOffice Schnellstarter: "LibreOffice beim Systemstart laden" den Haken setzen.



- b. LibreOffice >> Erweitert >> "Java Optionen" den Haken entfernen bei "Eine Java Laufzeitumgebung verwenden".




- c. Laden/Speichern >> Allgemein >> "Laden" bei den ersten beiden Einträgen den Haken entfernen.




Office Einstellungen (2)

Das Office-Programm merkt sich Einstellungen, die Sie im Laufe der Zeit beim Arbeiten verändert haben. Durch das Löschen dieser Einstellungen setzen Sie Ihr Office-Programm in den Auslieferungszustand zurück. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Dateimanager von Windows.



2. Geben Sie in der oberen Zeile folgendes ein, und drücken danach die [Enter]-Taste: %appdata%



3. Sie sollten sich nun im Verzeichnis: \user\AppData\Roaming befinden (1). Suchen und löschen Sie das Verzeichnis "LibreOffice".

